

MODE D'EMPLOI DU KIT DE PRELEVEMENT

COMMENT EFFECTUER LE TEST DES SELLES ?

Suivez ce mode d'emploi pas à pas afin d'être sûr de participer correctement au Dépistage de masse du Cancer du côlon. Sur www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker/onderzoek, vous trouverez une vidéo sur le prélèvement des selles. Tenez le kit de prélèvement hors de portée des enfants.



ÉTAPE 1: Ouvrez l'enveloppe à bulles et déballez le contenu. Le set contient :

- un sachet vert contenant un flacon (test iFOB), du papier d'absorption (lingette rectangulaire) et des informations sur le produit ;



- du papier de recueil des selles (papier blanc aux dessins verts).

ÉTAPE 2: Apportez le sachet vert et le papier de recueil aux toilettes. Urinez et actionnez la chasse d'eau.



ÉTAPE 3: Posez le papier de recueil, les dessins vers le haut, sur l'eau présente dans la cuvette.



ÉTAPE 4: Le papier de recueil absorbera les selles. Faites immédiatement le prélèvement. Retirez le tube du sachet vert, sans lingette rectangulaire. Tournez le bouchon vert pour ouvrir le tube. **NE JETEZ PAS** le liquide. N'ajoutez pas de liquide non plus.




ÉTAPE 5: Au couvercle vert est attachée une tige cannelée. Grattez légèrement la surface des selles avec la tige cannelée jusqu'à ce qu'une petite quantité de selles s'y colle. Cette petite quantité suffit.



ÉTAPE 6: Remettez la capsule à la tige dans le tube. Poussez sur la capsule jusqu'à ce que vous entendiez un clic. **Attention :** n'écrivez rien sur le tube et ne le rouvrez plus !



ÉTAPE 7: Mettez le tube dans le sachet vert. N'enlevez pas la lingette rectangulaire. Refermez le sachet. Tirez la chasse d'eau avec le papier de recueil avec les selles. Le papier est biologiquement dégradable.



ÉTAPE 8: Remplissez le formulaire de participation. Contrôlez aussi les coordonnées de votre médecin (généraliste). Corrigez-les ou remplissez-les si nécessaire. **Attention :** **sans formulaire de participation correctement rempli vous ne recevrez pas le résultat de votre test !**



ÉTAPE 9: Mettez le sachet vert et le formulaire de participation dans l'enveloppe à bulles. Sur cette enveloppe est écrite l'adresse du laboratoire.



ÉTAPE 10: Renvoyez cette enveloppe à bulles dans les plus brefs délais. L'enveloppe est déjà affranchie. Ne pouvez-vous pas envoyer tout de suite l'échantillon ? Dans ce cas, conservez le tube dans le frigidaire pendant au maximum sept jours.

QUE FERA-T-ON DE MON ÉCHANTILLON ?

Le laboratoire effectuera un test de présence de sang dans les selles. Endéans les 15 jours, vous et votre médecin (généraliste) recevrez le résultat. Vous recevrez toujours le résultat, même si tout est en ordre.



BEVOLKINGS
ONDERZOEK
DIKKEDARM
KANKER



Vlaanderen
is zorg



CENTRUM VOOR
KANKEROPSPORING

ANTWERPEN . BRUGGE . BRUSSEL . GENT . LEUVEN

Dit is de vertaling van het Nederlands naar het Frans van "CVK17-003 DDK-FL-GA-1701-F_hires" en bevat identiek dezelfde informatie als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst "CCVK17-003 DDK-FL-GA-1701-F_hires".