

ÖRNEK ALIM SETİ KULLANIM KILAVUZU

DIŐKI ANALİZ TESTİ NASIL YAPILIR?

Bu kullanım kılavuzunu adım adım takip edin. **Böylece Kalın Bağırsak Kanseri Tarama Programına doğru şekilde katılırsınız.** Örnek alımıyla ilgili filmi Őu sayfada izleyin: www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker/onderzoek. Örnek alım setini çocuklardan uzak tutun.



ADIM 1: Kabarcık zarfı açın ve içindekileri çıkarın. İçinde Őunlar var:

- yeŐil bir torbayla bir küçük ŐiŐe (iFOB-testi), emici kâĝıt (dörtgen mendil) ve ürün bilgileri;
- toplama kâĝıdı (yeŐil çizgili beyaz kâĝıt).



ADIM 2: YeŐil torbayı ve toplama kâĝıdını alıp tuvalete gidin. İdrarınızı yapın ve sifonu çekin.



ADIM 3: Toplama kâĝıdını resimli yüzü yukarı gelecek Őekilde klozetin içindeki suyun üstüne koyun.



ADIM 4: Toplama kâĝıdı dışkınızı tutar. Hemen bir örnek alın.

YeŐil torbadaki ŐiŐeciĝi çıkarın. Dörtgen kâĝıdın üstüne bırakın. YeŐil renkli kâĝıdı döndür ve ŐiŐeyi açın. Sıvıyı **boŐaltmayın**. BaŐka sıvı da eklemeyin.




ADIM 5: YeŐil kapaĝın ucunda üzerinde oluklar bulunan bir çubuuk var. Bunu dışkı, çubuĝun oluklarına yapıŐıncaya kadar sürün. Daha fazla dışkı gerekmez.



ADIM 6: Çubuklu kapağı tekrar şişeye sokun. Tık sesini duyuncaya kadar bastırın.
Dikkat: Şişenin üzerine hiçbir şey yazmayın ve şişeyi daha açmayın!



ADIM 7: Şişeyi yeşil torbanın içine koyun. Dörtgen mendilin üstüne bırakın. Torbayı kapatın. Sifonu çekin ve toplama kâğıdını dışkıyla birlikte kanalizasyona gönderin. Bu kâğıt biyolojik olarak parçalanabilir.



ADIM 8: Katılım formunu doldurun. (Aile) hekiminin bilgilerini de kontrol et. Gerekliğinde bu bilgileri düzelt veya ekle.
Dikkat: Katılım formunu doğru doldurmazsanız testin sonuçlarını alamazsınız!



ADIM 9: Yeşil torba ve katılım formunu birlikte kabarcık zarfa koyun. O zarfın üzerinde laboratuvarın adresi yazılıdır.



ADIM 10: Bu zarfı mümkün olan en kısa sürede postalayın. Posta pulu yapıştırmanız gerekmez. Eğer örneği hemen gönderemezseniz, şişeyi buzdolabında muhafaza edin. En fazla yedi gün.

GÖNDERDİĞİM ÖRNEK NE OLACAK?

Laboratuvar, dışkı örneğinde kan varlığını test eder. Sonuç 14 gün içinde size ve (aile)hekiminize gönderilir. Hiçbir sorun olmasa bile, sonuçlar her zaman gönderilir.



Dit is de vertaling Turks van "CVK17-003 DDK-FL-GA-1701-T_hires" en bevat identiek dezelfde informatie als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst "CVK17-003 DDK-FL-GA-1701-T_hires".